

 Miscellaneous Ankle Supports - EN APPLICATION & CARE INSTRUCTIONS
 Tobilleras diversas - ES MODO DE EMPLEO Y CUIDADO DEL PRODUCTO
 Support de cheville divers - FR UTILISATION ET ENTRETIEN
 Verschiedene Sprunggelenkbandagen - DE ANWEISUNG ZUM ANLEGEN UND ZUR PFLEGE
 Diverse enkelsupports - NL INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN EN ONDERHOUD
 Διάφορα υποστηρίγματα αστραγάλου - GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 Supporti vari per caviglia - IT ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO
 Diverse ankelstøtter - DK INSTRUKTIONER I ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
 Soportes Diversos para o Tornozelo - PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
 Różne uszywniacze kostki - PL STOSOWANIE I ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA SIE Z PRODUKTEM
 Diverse ankelstöd - SE ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
 Разнообразные голеностопные держатели - RU РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ
 Různé kotníkové podpěry - CZ POKYNY PRO POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ
 各种踝部护具 - SC 使用与保养说明
 각종 발목 지지대 - KO 용도 및 관리방법
 各種踝部護具 - TC 繁體中文使用及護理說明
 Erlaiset nikkatuet - FI KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
 Razni steznici za kolena - SR UPUTSTVO ZA KORISTENJE I ODRŽAVANJE
 Razni steznici za koljena - HR PRIMJENA I ODRŽAVANJE
 دعامات مختلفة للكاحل - العربية تعليمات الاستخدام والعناية

 Peibagai Penahan Pergelangan Kaki - MS PANDUAN PEMAKAIAN & PENJAGAAN
 ส้นเท้าทั้งปีเจาะ - TH คำแนะนำในการใช้และดูแลรักษา
 Phụ Kiện Đỡ Mắt Cá Chân - VI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG
 Разнообразни ортези за глезен - BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ
 Erinevad pahkluutoed - ET KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND
 Különböző bokaszorítók - HU ALKALMAZÁSI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK
 Fjölbreyttir ökklastöðningar - IS LEIÐBEININGAR UM MEÐFERÐ OG NOTKUN
 Balstortozes potlēm - LV LIETOŠANAS OR KOPŠANAS NORĀDĪJUMI
 Ivairios kulno apsaugos - LT NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
 Diverse støttebandasjer for ankel - NO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING
 Diferite suporturi pentru gleznă - RO INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ÎNTREȚINERE
 Ďalšie bandáže na členok - SK POKYNY NA ZAKLADANIE A STAROSTLIVOSŤ
 Raznorazne opore za gležnjei - SL NAVODILA ZA UPORABO IN NEGGO
 Çeşitli Ayak Bileği Destekleri - TR UYGULAMA VE BAKIM TALİMATLARI

Ankle Support 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Wraparound Ankle Support 43637
Adjustable Ankle Support 42037, 42038B, 42039B
Adjustable Ankle Stabilizer 45677, 45678B, 45679B

Intended Use:
Ankle Support- Provide support to weak, injured, or arthritic ankle joints.
Ankle Stabilizer- Provide support and protection to weak, injured, or arthritic ankles.
How to Apply: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Place thumbs inside support and gather the material
2. Slip on to foot
3. Align heel opening with heel
How to Apply: (43637)
1. Place heel in round opening.
2. Fasten adjustable straps around ankle.
How to Apply: (42037, 42038B, 42039B)
1. Slip onto foot.
2. Align heel opening with heel.
3. Secure upper strap.
4. Criss-cross tension straps.
5. Wrap the straps around the back of the ankle and secure.
How to Apply: (45677, 45678B, 45679B)
1. Slip onto foot.
2. Align heel opening with heel.
3. Secure upper strap.
4. Criss-cross tension straps.
5. Wrap the straps around the back of the ankle and secure.
Some products constructed of a neoprene blend may cause skin irritation.
If rash develops or pain persists, discontinue use and consult a physician.
CARE: Hand wash in cold water with mild detergent. Do not use bleach or fabric softener. Rinse thoroughly and air dry.
Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

 Ankelstöd 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Precision fotledsstöd 43637 Justerbart fotledsstöd 42037, 42038B, 42039B Justerbart fotledsstabilisator 45677, 45678B, 45679B
 دعامات مختلفة للكاحل - العربية تعليمات الاستخدام والعناية
 Avsedd användning: Fotledsstöd - Ger stöd åt svaga, skadade eller artritiska fotleder Fotledsstabilisator - Ger stöd åt och skyddar svaga, skadade eller artritiska fotleder Gör så här: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Placera tummarna inuti stödet och grabba tag i det. 2. Dra på det på foten. 3. Justera hållöppningen med hälen. Gör så här: (43637) 1. Placera hälen i den runda öppningen. 2. Fäst de justerbara remmarna runtom ankeln. Gör så här: (42037, 42038B, 42039B) 1. Dra på det på foten. 2. Passa in hållöppningen över hälen. 3. Fäst den övre remmen. 4. Korsa spännmarmarna. 5. Lägg omloft kring baksidan av fotleden och fäst dem. Gör så här: (45677, 45678B, 45679B) 1. Dra på det på foten. 2. Passa in hållöppningen över hälen. 3. Fäst den övre remmen. 4. Korsa spännmarmarna. 5. Lägg omloft kring baksidan av fotleden och fäst dem.
 Visa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation. Upphör med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. UNDERHÅLL: Handtvätta i kallt vatten med ett mild rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller mjukgöringsmedel. Skölj noga och låt torka. Obs! Om en allvarig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso- / sjukvårdsmyndighet i ditt land.

Sprunggelenkbandage 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Sprunggelenkbandage zum Umlegen 43637
Verstellbare Sprunggelenkbandage 42037, 42038B, 42039B
Verstellbare Sprunggelenkstabilisator 45677, 45678B, 45679B

Vorgesehener Verwendungszweck:
Sprunggelenkbandage - Stützt geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Sprunggelenke
Sprunggelenkstabilisator - Bietet Unterstützung und Schutz für geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Sprunggelenke
Anlegen des Produkts: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Greifen Sie mit den Daumen in die Stütze und rafften Sie das Material zusammen.
2. Ziehen Sie die Bandage über den Fuß.
3. Richten Sie den Fersenausschnitt mit der Ferse aus.
Anlegen des Produkts: (43637)
1. Stecken Sie die Ferse in den runden Ausschnitt.
2. Fasten Sie die verstellbaren Gurte rund um das Sprunggelenk fest.
Anlegen des Produkts: (42037, 42038B, 42039B)
1. Ziehen Sie die Bandage über den Fuß.
2. Richten Sie den Fersenausschnitt mit der Ferse aus.
3. Fixieren Sie den oberen Gurt.
4. Überkreuzen Sie die Zuggurte.
5. Wickeln Sie die Gurte hinten um das Sprunggelenk und befestigen Sie sie.
Anlegen des Produkts: (45677, 45678B, 45679B)
1. Ziehen Sie die Bandage über den Fuß.
2. Richten Sie den Fersenausschnitt mit der Ferse aus.
3. Fixieren Sie den oberen Gurt.
4. Überkreuzen Sie die Zuggurte.
5. Wickeln Sie die Gurte hinten um das Sprunggelenk und befestigen Sie sie.

Einige aus einer Neopren-Mischung hergestellte Produkte können Hautreizungen verursachen.
Beim Auftreten eines Hautausschlags oder bei anhaltenden Schmerzen das Produkt nicht weiterverwenden und einen Arzt aufsuchen.
PFLEGEANLEITUNG: Waschen Sie das Produkt von Hand mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser. Verwenden Sie weder Bleichmittel noch Weichspüler. Spülen Sie es gründlich ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.
Hinweis: Sollte es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

 Голеностопный держатель: 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Опоясывающий голеностопный держатель: 43637 Голеностопный держатель, регулируемый: 42037, 42038B, 42039B Голеностопный стабилизатор, регулируемый: 45677, 45678B, 45679B
 Предназначение: Голеностопный держатель. Обеспечивает поддержку ослабленных, травмированных или артритных голеностопных суставов. Стабилизатор голеностопа. Обеспечивает поддержку и защиту голеностопа при ослабленности, травмах или артрите. Порядок применения (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Вставить большие пальцы рук в держатель и собрать материал. 2. Надените на ступню. 3. Совместите отверстие с пяткой. Порядок применения (43637) 1. Поместите пятку в круглое отверстие. 2. Обгните лодыжку регулируемыми ремешками. Порядок применения: (42037, 42038B, 42039B) 1. Надените на ступню. 2. Совместите отверстие с пяткой. 3. Закрепите вернюю лямку. 4. Расположите стягивающие лямки крест-накрест. 5. Оберните лямками заднюю часть лодыжки и закрепите их. Порядок применения: (45677, 45678B, 45679B) 1. Надените на ступню. 2. Уместите отвор про пату на пату. 3. Запеліте homi пiску. 4. Пекітіте stahovací пiasky. 5. Omotejte пiasky kolem zadní části kotníku a zajistíte.
 Некітэры вытворы, выкананыя з неапрэнавага складу, могуць стаць прычынай раздражэння скуі. Пры павяленні сылі ці прадоўжальных болей – прыкратыце існаванне іздання і абратніцеся к вярчу. УХОД: Рукавыя стрыка ў халоднай вадзе з мыльнадзействавым моцным сродствам. Не існававаць абгавяняццяў і счышчэнняў. Тэщытна прапаравіце, сушыце на отпылым вадзуду. Прымяненне: Пры узнікненні кожна-лібо сер'ёзных праблем со здароўем, вызваных існаваннем данага іздання, просьба уведоміць прамівадзіцеля, узгаданага на этыкетке, а таксама іспетныя органы здравоахохранення ў сваёй стране.

Enkelsupport 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41645B
Omnikkelbare enkelsupport 43637
Verstellbare enkelsupport 42037, 42038B, 42039B
Verstellbare enkelstabilisator 45677, 45678B, 45679B

Beoogd gebruik:
Enkelbandage - Biedt ondersteuning voor zwakke, geblesseerde of reumatische enkelgewrichten.
Enkelstabilisator - Biedt ondersteuning en bescherming voor zwakke, geblesseerde of reumatische enkels.
Aanbrengen: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Plaats uw duimen in de support en neem het materiaal bij elkaar.
2. Over voet schuiven.
3. Richt de hielopening uit op de hiel.
Aanbrengen: (43637)
1. Plaats de hiel in de ronde opening.
2. Maak de verstelbare banden vast om de enkel.
Aanbrengen: (42037, 42038B, 42039B)
1. Over voet schuiven.
2. Richt de hielopening uit op de hiel.
3. Maak de bovenste band vast.
4. De spanningsbanden kruislings wikkelen.
5. Wikkel de banden om de achterkant van de enkel en maak ze vast.

Sommige producten die van een neopreenblend zijn vervaardigd, kunnen irritatie van de huid veroorzaken.
Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen.
ONDERHOUD: Met de hand wassen in koud water met niet-agressief wasmiddel. Geen bleekmiddel of wasverzachter gebruiken. Goed spoelen en aan de lucht laten drogen.
Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermelde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

 Kotníková podpěra 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Ovinovací kotníková podpěra (43637) Upravitelná kotníková podpěra 42037, 42038B, 42039B Upravitelný stabilizátor kolena 45677, 45678B, 45679B
 Подпéра котніковá 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Овіновачі котніковá подпéра (43637) Управітэlná котніковá подпéра 42037, 42038B, 42039B Управітelný стабілізатoр колeна 45677, 45678B, 45679B
 Utilisation : Support de cheville - Support pour les articulations de cheville affaiblies, blessées ou arthritiques Stabilisateur de cheville - Support et protection pour les chevilles oslabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Sposób zakładania: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Placer les pouces à l'intérieur du support et froncer le tissu. 2. Enfiler sur le pied. 3. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. Mise en place : (43637) 1. Placer le talon dans l'ouverture circulaire. 2. Attacher les sangles réglables sur la cheville. Mise en place : (42037, 42038B, 42039B) 1. Enfiler sur le pied. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. 3. Attacher la sangle supérieure. 4. Croiser les sangles de serrage. 5. Passer les sangles autour de l'arrière de la cheville et les attacher. Mise en place : (45677, 45678B, 45679B) 1. Enfiler sur le pied. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. 3. Attacher la sangle supérieure. 4. Croiser les sangles de serrage. 5. Passer les sangles autour de l'arrière de la cheville et les attacher.
 Przeznaczenie: Uszywniacz kostki - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Stabilizator kostki - Zapewnia uniemożliwienie i zabezpieczenie osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Sposób zakładania: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Umieścić kostki w uszywniaczu i zebrać materiał. 2. Naciągnąć na stopę. 3. Ułożyć wycięcie na pięcie na pięcie. Sposób zakładania: (43637) 1. Umieścić piętę w okrągłym wycięciu. 2. Zamocować paski regulacyjne wokół kostki. Sposób zakładania: (42037, 42038B, 42039B) 1. Nasunąć na stopę. 2. Ułożyć wycięcie na pięcie na pięcie. 3. Zamocować górny pasek. 4. Skrzyżować paski napiągające. 5. Owinąć paski dookoła tylnęj części stawu skokowego i zamocować je. Sposób zakładania: (45677, 45678B, 45679B) 1. Nasunąć na stopę. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le pied. 3. Zamocować górny pasek. 4. Skrzyżować paski napiągające. 5. Owinąć paski dookoła tylnej części stawu skokowego i zamocować je.
 Některé výrobky obsahují neoprénovou směs, která může způsobit podráždění kůže. Pokud se objeví vyrážka nebo bolest neustupuje, přestaňte výrobek používat a konzultujte lékaře. PEČE: Perte nuže ve studené vodě s jemným saponátem. Nepoužívejte bělidlo ani změkčovač tkanin. Důkladně vymáčkejte a usušete na vzduchu. Poznámka: Pokud se při použití prostředků objeví jakýkoliv závažný zdravotní incident, informujte prosím výrobce uvedeného na štítku a příslušné zdravotnické úřady ve vaší zemi.

Tobillera 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Tobillera envolvente 43637
Tobillera ajustable 42037, 42038B, 42039B
Estabilizador ajustable para tobillo 45677, 45678B, 45679B

Usó previsto:
Tobillera - Proporciona soporte a las articulaciones de tobillo débiles, lesionadas o artríticas
Estabilizador para tobillo - Proporciona soporte y protección a tobillos débiles, lesionados o artríticos
Modo de empleo: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Meta los dedos pulgares en el soporte y frunza el material.
2. Deslice sobre el pie.
3. Alinee la abertura para el talón con el talón.
Modo de empleo: (43637)
1. Coloque el talón en la abertura redonda.
2. Abroche las correas ajustables alrededor del tobillo.
Modo de empleo: (42037, 42038B, 42039B)
1. Deslice en el pie.
2. Alinee la abertura para el talón con el talón.
3. Asegure la correa superior.
4. Correas de tensión entrecruzadas.
5. Coloque las correas alrededor de la parte posterior del tobillo y abroche.
Modo de empleo: (45677, 45678B, 45679B)
1. Deslice en el pie.
2. Alinee la abertura para el talón con el talón.
3. Asegure la correa superior.
4. Correas de tensión entrecruzadas.
5. Coloque las correas alrededor de la parte posterior del tobillo y abroche.

Algunos productos fueron fabricados con una mezcla de neopreno que puede causar irritación en la piel.
Si llegara a presentarse alguna clase de erupción en la piel o si persiste el dolor, suspenda su uso y consulte a un médico.
CUIDADO: Lávese a mano con agua fría y un detergente suave. No use blanqueador ni suavizante de telas.
Evíjuese completamente y séquese al aire libre.
Atención: En caso de que se presente algún incidente de salud grave relacionado con el uso de este producto, informe al fabricante identificado en la etiqueta y a las autoridades de salud correspondientes de su país.

 Support de cheville 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Support de cheville enveloppant 43637 Support de cheville ajustable 42037, 42038B, 42039B Stabilisateur de cheville ajustable 45677, 45678B, 45679B
 Uszywniacz kostki 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B Owiniący kostkiowiacz kostki 43637 Regulowany uszywniacz kostki 42037, 42038B, 42039B Regulowany stabilizator kostki 45677, 45678B, 45679B
 Przeznaczenie: Uszywniacz kostki - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Stabilizator kostki - Zapewnia uniemożliwienie i zabezpieczenie osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Sposób zakładania: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Umieścić kostki w uszywniaczu i zebrać materiał. 2. Naciągnąć na stopę. 3. Ułożyć wycięcie na pięcie na pięcie. Sposób zakładania: (43637) 1. Umieścić piętę w okrągłym wycięciu. 2. Zamocować paski regulacyjne wokół kostki. Sposób zakładania: (42037, 42038B, 42039B) 1. Nasunąć na stopę. 2. Ułożyć wycięcie na pięcie na pięcie. 3. Zamocować górny pasek. 4. Skrzyżować paski napiągające. 5. Owinąć paski dookoła tylnej części stawu skokowego i zamocować je. Sposób zakładania: (45677, 45678B, 45679B) 1. Nasunąć na stopę. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. 3. Zamocować górny pasek. 4. Skrzyżować paski napiągające. 5. Owinąć paski dookoła tylnej części stawu skokowego i zamocować je.
 Utilisation : Support de cheville - Support pour les articulations de cheville affaiblies, blessées ou arthritiques Stabilisateur de cheville - Support et protection pour les chevilles oslabionych, blessées ou arthritiques Sposób zakładania: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Placer les pouces à l'intérieur du support et froncer le tissu. 2. Enfiler sur le pied. 3. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. Mise en place : (43637) 1. Placer le talon dans l'ouverture circulaire. 2. Attacher les sangles réglables sur la cheville. Mise en place : (42037, 42038B, 42039B) 1. Enfiler sur le pied. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. 3. Attacher la sangle supérieure. 4. Croiser les sangles de serrage. 5. Passer les sangles autour de l'arrière de la cheville et les attacher. Mise en place : (45677, 45678B, 45679B) 1. Enfiler sur le pied. 2. Aligner l'ouverture de talon sur le talon. 3. Attacher la sangle supérieure. 4. Croiser les sangles de serrage. 5. Passer les sangles autour de l'arrière de la cheville et les attacher.
 Przeznaczenie: Uszywniacz kostki - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Stabilizator kostki - Zapewnia uniemożliwienie i zabezpieczenie osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych Sposób zakładania: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B) 1. Umieścić kostki w uszywniaczu i zebrać materiał. 2. Naciągnąć na stopę. 3. Ułożyć wycięcie na pięcie na pięcie. Sposób zakładania: (43637) 1. Umieścić piętę w okrągłym wycięciu. 2. Zamocować paski regulacyjne wokół kostki. S

Nilkattukki 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Niikan ympäriellä kiinnitettävä nilkkatuki 43637
Niikan ympäriellä nilkkatuki 42037, 42038B, 42039B
Säädettävä nilkan vakauttaja 45677, 45678B, 45679B

Käyttötarkoituks:
Nikkattuki - Tukee heikkoja, loukkaantuneita tai tulehtuneita artriittien skoonne zglobove
Nikan vakauttaja - Tukee ja suojaa heikkoja, vammautuneita tai tulehtuneita nilkanivelää
Käyttöohje: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Laita peukalot tuen sisään ja ryöstä luki kasaan.
2. Vedä jalkaan.
3. Aseta kantapääaukko kantapään kohdalle.

Käyttöohje: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)
1. Laita peukalot tuen sisään ja ryöstä luki kasaan.
2. Vedä jalkaan.
3. Aseta kantapääaukko kantapään kohdalle.
Käyttöohje: (42037, 42038B, 42039B)
1. Aseta jalka tukeen.
2. Aseta kantapääaukko kantapään kohdalle.
3. Kiinnitä ylempi hihna.
4. Laita kiristysnauhat ristiin.
5. Vedä hihat takakautta nilkan ympäri ja kiinnitä.
Käyttöohje: (45677, 45678B, 45679B)
1. Aseta jalka tukeen.
2. Aseta kantapääaukko kantapään kohdalle.
3. Kiinnitä ylempi hihna.
4. Laita kiristysnauhat ristiin.
5. Vedä hihat takakautta nilkan ympäri ja kiinnitä.

Jokin neopreenisessista valmistetut tuotteet saattavat aiheuttaa ihoräsymisiä.

Sisälinneen pölyttämä tai kipu jalkuu, loppeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

HOITO-OHJEET: Käsinpesu miedolla pesuaineella kylmässä vedessä. Älä käytä vakaisu- tai huuheluainetta. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua huoneilmassa.

Huomio: Jos käytön yhteydessä ilmenee jokin vakava terveydentilaan liittyvä oire, ilmoita siitä pakkauskassessa nimetyille valmistajalle ja massi toimivaltaiselle terveysviranomaiselle.

Bokaszorító 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Keresztcszalagos bokaszorító 43637
Állítható bokaszorító 42037, 42038B, 42039B
Állítható bokasztabilizáló 45677, 45678B, 45679B

1. Két hüvelykujjal nyúljon a bokaszorítóba, és harmonikaszerűen hajtogassa fel az anyagát.

2. Csúsztassa a lábfejre.

3. Igazítsa a saroknyílást a sarokhoz.

4. Rögzítse a felső pántot.

5. Rögzítse a felső pántokat.

6. Keresztetse a feszítőpántokat.

7. Tekerje a pántokat a boka mögött körbe, és rögzítse.

Alkalmazás módja: (45677, 45678B, 45679B)

1. Csúsztassa a lábfejre.

2. Igazítsa a saroknyílást a sarokhoz.

3. Rögzítse a felső pántot.

4. Keresztetse a feszítőpántokat.

5. Tekerje a pántokat a boka mögött körbe, és rögzítse.

Egyes neopréneverekből készült termékek bőrirritációt okozhatnak.

Ha kütés jelentkezik, vagy ha a fájdalom továbbra is fennáll, függesse fel a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

ÁPOLÁS: Kézsel mossza hideg vízben, enyhé hatású mosószert. Ne használjon fehérítőszert vagy oldószert. Oldítsa alaposan ki, és levegőn szárítsa.

Eszevélve: Ha az eszköz használatá során bármiféle súlyos egészségügyi vonatkozású váratlan esemény következne be, értesítsa az orvórn megjelölt gyártót és országá illetékes egészségügyi hatóságát.

Steznik za gležanj 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B

Steznik za skočni zglob za otmaranje 43637

Podesivi steznik za skočni zglob 42037, 42038B, 42039B

Podesivi stabilizator za skočni zglob 45677, 45678B, 45679B

Način primene: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)

1. Stavite palčeve u steznik i skupite materijal

2. Navucite na stopalo

3. Poravnajte otvor za petu sa petom

Način primene: (43637)

1. Stavite petu u okrugli otvor.

2. Zategnite prilagodljive trake oko skočnog zgloba.

Način primene: (42037, 42038B, 42039B)

1. Navucite na stopalo.

2. Poravnajte otvor za petu sa petom.

3. Učvrstite gornju traku.

4. Učvrstite trake za zatezanje.

5. Omotajte trake oko zadnjeg dela skočnog zgloba i učvrstite.

Način primene: (45677, 45678B, 45679B)

1. Navucite na stopalo.

2. Poravnajte otvor za petu sa petom.

3. Učvrstite gornju traku.

4. Laita kiristysnauhat ristiin.

5. Omotajte trake oko zadnjeg dela skočnog zgloba i učvrstite.

Neki proizvodi izrađeni od neoprenske mešavine mogu izazvati iritaciju kože.

Ako se pojavi osip ili bol ne prestajte, prekinite upotrebu i posavetujte se s ljekarnikom.

ODRŽAVANJE: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom. Ne robajte izbijeljivac ili omekšivač. Isperite temeljito i osušite na zraku.

Obavjesti: Ako se tijekom upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, obavijestite proizvođača navedenog na naljepnici te nadležna zdravstvena tijela u vašoj zemlji.

Obavještenje: Ako se zbog upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Ökklustuðningur 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Ökklustuðningur 43637
Umvallinn ökklustuðningur 42037, 42038B, 42039B
Stíllanlegur ökklustuðningur 42037, 42038B, 42039B
Stíllanlegur fjárvægissustuðningur ökkla 45677, 45678B, 45679B

Ökklustuðningur - Veitir stuðning veikburða, meiddum eða gigvæskum bokaizletnek

Ökklustuðningur - Veitir stuðning og vernd fyrir veikburða, meidda eða gigvæfka ökkla

Notkunarléðbeiningar: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)

1. Stíngið þumallfingrum inn í hulusu og gripó efni hennar saman

2. Smeygið upp á fötin

3. Stílið hæliþop áf við hælinn

Notkunarléðbeiningar: (43637)

1. Komíð hæf fyrir í kringlöttu opinu.

2. Festið stíllanlegar stöppur umhverfis ökklañn.

Notkunarléðbeiningar: (42037, 42038B, 42039B)

1. Smeygið upp á fötin.

2. Stílið hæliþop áf við hælinn

3. Festið efri stöppu.

4. Krossigjögið teygjustöppu.

5. Vefjið stöppurnar aftur fyrir ökklañn og tryggið.

Notkunarléðbeiningar: (45677, 45678B, 45679B)

1. Smeygið upp á fötin.

2. Stílið hæliþop áf við hælinn

3. Festið efri stöppu.

4. Krossigjögið teygjustöppu.

5. Vefjið stöppurnar aftur fyrir ökklañn og tryggið.

Sumar vörur, sem gerðar eru úr gervigumblöndu geta valdið háberingum.

Ef fram komna útbrott eða vöðvarandi sársáuki skál hættu notkun og hafa samband við lækni.

UMHÍÐRA: Þvíðó í höndum með köldu vatni og mildri sápu. Ekki nota bleikjefni eða taumykjefni. Skolið vandlega og hengið til þenris.

Tökyngning: Ef einhver alvarleg heilsuængd tilvik koma upp við notkun þessa búnaðar skalt vinsamlega láta frálæðendann sem fram kemur á merkingum og viðeigandi heilsuþýfvið í landinu vlla.

Þaðið ístráðgjáfumi, kas ízgátavöf nu neopréna maisljúma, var kárnínt áðu.

Ja rda ístasutinnn vail sáþes neþrínet, þárríuriet ístráðgjáfuma íetóðarúv u vísreties pie árstá.

KOPÞÁNA: Mázgjetíet ístráðgjáfuma ar okkám aukstá íðení, íetiozt nota bleikjefni eða taumykjefni. Skolið vandlega og hengið til þenris. Neðstíðgjáfuma ístráðgjáfuma íetiozt gjetíet vailas mikistíðgjáf. Rípiot ízkakjetíet ístráðgjáfuma u íajuet íam dabíski tztíð.

Þasþába: nauðgjafn ításg í íykus rímtam su sveikata susíusíam índentíu, ínfírmíokíe íetíetles nurodytí gámínoíot í íkmpetentíngas savó sálíes sveíkatos ításgas.

Steznik za gležanj 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B

Steznik za skočni zglob za omatanje 43637

Prilagodljivi steznik za gležanj 42037, 42038B, 42039B

Prilagodljivi stabilizator za gležanj 45677, 45678B, 45679B

Način primjene: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)

1. Stavite palce u steznik i skupite materijal

2. Navucite na stopalo

3. Poravnajte otvor za petu s petom

Način primjene: (43637)

1. Postavite petu u okrugli otvor.

2. Zategnite prilagodljive remene oko gležnja.

Način primjene: (42037, 42038B, 42039B)

1. Stavite na stopalo.

2. Poravnajte otvor za petu s petom.

3. Učvrstite gornji remen.

4. Prekržite zatezne remene.

5. Omotajte remene oko stražnje strane gležnja i učvrstite.

Način primjene: (45677, 45678B, 45679B)

1. Stavite na stopalo.

2. Poravnajte otvor za petu s petom.

3. Učvrstite gornji remen.

4. Prekržite zatezne remene.

5. Omotajte remene oko stražnje strane gležnja i učvrstite.

Neki proizvodi izrađeni od mješavine neoprena mogu izazvati nadraženost kože.

Ako se pojavi osip ili bol ne prestajte, prekinite upotrebu i posavjetujte se s ljekarnikom.

NJEGA: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom. Ne robajte izbijeljivac ili omekšivač. Isperite temeljito i osušite na zraku.

Obavjesti: Ako se tijekom upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, obavijestite proizvođača navedenog na naljepnici te nadležna zdravstvena tijela u vašoj zemlji.

Obavještenje: Ako se zbog upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Pořtes stabilizators 41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B
Aptinams potřtes stabilizators 43637
Regulijama balstortoz potřte 42037, 42038B, 42039B
Regulijamas pořtes stabilizators 45677, 45678B, 45679B

Pořtes stabilizators - Nodrošina atbalstu vājām, traumētām vai artrīta skartām potītēm locītavām

Pořtes stabilizators - Nodrošina atbalstu u aizsardzību vājām, savainātām vai artrīta skartām potītēm

Kā lietot: (41600B, 41640, 41641, 41642, 41643, 41643, 41644, 41645B)

1. Ievietojiet papēdi atpakaļ izgriezumā.

2. Nospietiet regulējamās saites ar potīti.

Kā lietot: (42037, 42038B, 42039B)

1. Uzvelciet uz pēdas.

2. Savietojiet papēža izgriezumā ar papēdi.

3. Nospietiet augšējo saiti.

4. Krustenišķi aptiniet savelkošās saites.

5. Aptiniet saiti ar potītes aizmugurējo daļu un nostipriniet.

Kā lietot: (45677, 45678B, 45679B)

1. Uzvelciet uz pēdas.

2. Sutapdinkīte angā kulņui su kulņu.

3. Nospietīet augšējo saiti.

4. Krustnišķi aptīniet savelkošās saites.

5. Aptīniet saiti ar potītes aizmugurējo daļu un nostipriniet.

Kā lietot: (45677, 45678B, 45679B)

1. Uzmaukīte ant pēdos.

2. Sutapdinkīte angā kulņui su kulņu.

3. Nospietīet augšējo saiti.

4. Krustnišķi aptīniet savelkošās saites.

5. Apvyniokīte dirželus aplīnk kulņšīes galīnē pusē i prītvīrtīnkīte.

Kā lietot: (45677, 45678B, 45679B)

1. Uzmaukīte ant pēdos.

2. Sutapdinkīte angā kulņui su kulņu.

3. Nospietīet augšējo saiti.

4. Krustnišķi aptīniet savelkošās saites.

5. Apvyniokīte dirželus aplīnk kulņšīes galīnē pusē i prītvīrtīnkīte.

Daži izstrādājumi, kas izgatavoti no neopréna maisījuma, var kairināt ādu.

Ja rodas izsitumi vai sāpes nepāriet, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un vērsieties pie ārsta.

KOPŠĀNA: Mázgjetíet ístráðgjáfuma ar okkám aukstá íðení, íetiozt nota bleikjefni eða taumykjefni. Skolið vandlega og hengið til þenris. Neðstíðgjáfuma ístráðgjáfuma íetiozt gjetíet vailas mikistíðgjáf. Rípiot ízkakjetíet ístráðgjáfuma u íajuet íam dabíski tztíð.

Þasþába: nauðgjafn ításg í íykus rímtam su sveikata susíusíam índentíu, ínfírmíokíe íetíetles nurodytí gámínoíot í íkmpetentíngas savó sálíes sveíkatos ításgas.

Þaðið ístráðgjáfumi, kas ízgátavöf nu neopréna maisljúma, var kárnínt áðu.

Ja rda ístasutinnn vail sáþes neþrínet, þárríuriet ístráðgjáfuma íetóðarúv u vísreties pie árstá.

KOPÞÁNA: Mázgjetíet ístráðgjáfuma ar okkám aukstá íðení, íetiozt nota bleikjefni eða taumykjefni. Skolið vandlega og hengið til þenris. Neðstíðgjáfuma ístráðgjáfuma íetiozt gjetíet vailas mikistíðgjáf. Rípiot ízkakjetíet ístráðgjáfuma u íajuet íam dabíski tztíð.

Þasþába: nauðgjafn ításg í íykus rímtam su sveikata susíusíam índentíu, ínfírmíokíe íetíetles nurodytí gámínoíot í íkmpetentíngas savó sálíes sveíkatos ításgas.



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter