

Bandages & Wraps - EN APPLICATION & CARE INSTRUCTIONS
Vendas - ES MODO DE EMPLEO Y CUIDADO DEL PRODUCTO
Bandes et bandages - FR UTILISATION ET ENTRETIEN
Binden und Bandagen - DE ANWEISUNG ZUM ANLEGEN UND ZUR PFLEGE
Bandages en wraps - NL INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN EN ONDERHOUD
Επίδεσμοι & ελαστικά περιτυλίματα - GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Medicazioni e avvolgimenti - IT ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO
Bandager og bindinger - DK INSTRUKTIONER I ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
Faixas e Ligaduras - PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
Bandáže zwykłe i elastyczne - PL STOSOWANIE I ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM
Förband och bindor - SE ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
Многоразовые бандажы и разовые повязки - RU РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ
Obinadla a zábalý - CZ POKYNY PRO POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ
绷带和包扎带 - SC - 简体中文使用与保养说明
반창고 및 붕대 - KO 적용 및 주의사항
繃帶和包紮帶 - TC - 繁體中文使用及護理說明
Tuki- ja joustosidokset - FI KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
Bandáže i zavoji - SR UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE
Bandáže trake i zavoji - HR PRIMJENA I ODRŽAVANJE
الضمادات واللفافات - العربية تعليمات الاستخدام والعناية

Pembalut & Balut - MS PANDUAN PEMAKAIAN & PENJAGAAN
ผ้าพัน - TH คำแนะนำในการใช้และดูแลรักษา
Băng y tế và bọc - VI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

Бинтовe и прeвръзки - BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ
Sidemed ja mähised - ET KASUTUS JA HOOLDUSJUHENDID
Bandázsok és fáslik - HU ALKALMAZÁSI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK
Umbúðir og vafningar - IS LEIÐBEININGAR UM MEÐFERÐ OG NOTKUN
Bandāžas un elastīgās saites - LV NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU UN KOPŠANU
Tvarsčiai - LT NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Plaster eller bandasjer - NO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING
Bandaje și fașe - RO INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ÎNTREȚINERE
Obvazy a zábalý - SK POKYNY NA ZAKLADANIE A STAROSTLIVOSŤ
Povoji in ovoji - SL NAVODILA ZA UPORABO IN NEGGO
Bandajlar & Sargilar - TR UYGULAMA VE BAKIM TALİMATLARI
VARNING (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Detta är en elastisk produkt och försiktighet bör iaktas för att inte hämma blodflödet. Rekommenderas endast för användning under dagen.
**VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt innehåller naturligt latexgummi som kan framkalla allergiska reaktioner. Vissa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation. Upphörd med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. Obs! Om en allvarlig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndighet i ditt land.



All Purpose Support Wrap **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Elastic Bandages 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Secure Velcro® end or clips to hold in place.
Self Adhering Bandages **6263, **6264, **6265
Wonder Wrap **3471, **4590, **4591

Intended Use: Helps provide compression and support to body parts
How to Apply: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104)
1. Wash and dry area to be wrapped.
2. Begin wrapping, partially overlapping previous layer.
3. Secure Velcro® end or clips to hold in place.
4. Avoid wrapping too tight.

How to Apply: (6263, 6264, 6265)

- Wrap desired area, partially overlapping previous layer.
 - Sticks to self, does not need clips.
 - Be sure not to wrap body part too tight.
- How to Apply:** (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Begin wrapping, partially overlapping previous layer.
2. Secure tab to hold in place.
3. Avoid wrapping too tight.

CARE (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Hand wash in warm water with mild detergent. Rinse thoroughly, smooth out all wrinkles and air dry.

CARE (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Hand wash in cold water with mild detergent. Do not use bleach or fabric softener. Rinse thoroughly and air dry.

CAUTION (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): This is an elastic product and care should be taken not to constrict blood flow. Recommended for daytime wear only.

****CAUTION:** This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Some products constructed of a neoprene blend may cause skin irritation.

If rash develops or pain persists, discontinue use and consult a physician.

Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

Elastiska bindor för alla ändamål **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Elastiska förband 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Självhäftande förband **6263, **6264, **6265
Wonder Wrap **3471, **4590, **4591

Avsedd användning: Ger kompression och stöd åt kroppsdelar

Gör så här: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104)
1. Tvätta och torka området som ska lindas.
2. Börja linda och överlappa delvis föregående lager.
3. Håll på plats med Velcro®-änden eller klämmor.
4. Linda inte för hårt.

Gör så här: (6263, 6264, 6265)
1. Hållfast binda på ena önskad yta, delvis överlappande föregående lagret.
2. År självhäftande, inga klämmor behövs.
3. Se till att du inte lindar kroppsdelen för hårt.

Gör så här: (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Börja linda och överlappa delvis föregående lager.
2. Fäst med fiken för att hålla på plats.
3. Linda inte för hårt.

SKÖTSEL (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Tvätta för hand i varmt vatten med ett mild tvättmedel. Skölj ordentligt, släta ut alla rynkor och lufttorka.

SKÖTSEL (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Tvätta för hand i kallt vatten med ett mild tvättmedel. Använd inte blekmedel eller sköljmedel. Skölj noga och låt lufttorka.

BNIHMANIE: Dandoe izdatie soedderit naturalnyj kaučukovyj lateks, sposobnyj vyzvat' allergičeskie reakcii. Nekotorye izdelija, vypolnenные из neoprenovogo sostava, mogut stat' pričinoy razdraždenija koki. Pri povlečenii silki ili pri prodolžitelnyh bolej – prekratite ispol'zovanie izdelija i obratitsjes' k lekaru. Pribl'manie: Pri voznikovenii kakih-libo seryeznyh problem so zdorov'em, vyzvannyh ispol'zovaniem danogo izdelija, pros'ba uvedomit' proizvoizdatel', ukazannogo na etichetke, a takzhe kompetentnye organy zdorovoohrańenija v svoej strane. Rekomendetsja dlia nošeniia toľko v dnevnoe vremja.

****VAR FÖRSIKTIG:** Denna produkt innehåller naturligt latexgummi som kan framkalla allergiska reaktioner. Vissa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation. Upphörd med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. Obs! Om en allvarig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndighet i ditt land.

Mehrzweck-Stützbandage **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Elastische bandages 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Selbsthaftende Bandagen **6263, **6264, **6265
Wonder Wrap **3471, **4590, **4591

Vorgesehener Verwendungszweck: Bietet Kompression und Stützung bestimmter Körperteile

Anlegen der Bandage: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104)
1. Den zu verbindenden Bereich waschen und trocken.
2. Mit dem Bandagen beginnen; dabei jede bereits vorhandene Lage teilweise überlappen.
3. Mit Klettverschluss oder Clips fixieren.
4. Nicht zu fest umwickeln.

Anlegen der Bandage: (6263, 6264, 6265)

- Den gewünschten Bereich bandagieren; dabei jede bereits vorhandene Lage teilweise überlappen.
- Haftet an sich selbst; es werden keine Clips benötigt.
- Den zu bandagierenden Körperteil nicht zu fest umwickeln.

Anlegen der Bandage: (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Mit dem Bandagieren beginnen; dabei die bereits vorhandene Lage teilweise überlappen.
2. Mit der Lasche fixieren.
3. Nicht zu fest umwickeln.

PFLEGE (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Waschen Sie das Produkt von Hand mit einem milden Waschmittel in warmem Wasser. Spülen Sie es sorgfältig aus, glätten Sie alle Falten und lassen Sie es an der Luft trocknen.

PFLEGE (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Waschen Sie das Produkt von Hand mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser. Verwenden Sie weder Bleichmittel noch Weichspüler. Spülen Sie es gründlich ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.

VORSICHT (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Es handelt sich hierbei um ein elastisches Produkt und es ist darauf zu achten, dass die Durchblutung nicht behindert wird. Nur zum Tragen während des Tages empfohlen.

****VORSICHT:** Dieses Produkt enthält natürlichen Latex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann. Einige aus einer Neopren-Mischung hergestellte Produkte können Hautreizungen verursachen. Beim Auftreten eines Hautausschlags oder bei anhaltenden Schmerzen das Produkt nicht weiterverwenden und einen Arzt aufsuchen. Als Hautauslag optreedt de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen. Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermeldde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

****LET OP:** Dit product bevat natuurnubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. Sommige producten die van een neopreenblend zijn vervaardigd, kunnen irritatie van de huid veroorzaken. Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen.

****LET OP:** Dit product bevat natuurnubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. Sommige producten die van een neopreenblend zijn vervaardigd, kunnen irritatie van de huid veroorzaken. Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen. Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermeldde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

Универсальная повязка-держатель **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Ελαστικές бандажи 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Самклеющиеся бандажы **6263, **6264, **6265
Чудо-повязка (Wonder Wrap) **3471, **4590, **4591

Предназначение: Обеспечивает сдвигивание и поддержку частей тела.

Порядок использования: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104)
1. Промойте и протрите насухо участок, где будет накладываться бандаж.
2. Начните накладывать бандаж, частично перекрывая предыдущий слой.
3. Для фиксации бандажа закрепите конец застежки Velcro® или зажим.

Порядок использования: (6263, 6264, 6265)
1. Наложите бандаж на желаемый участок, частично перекрывая предыдущий слой.
2. Бандаж фиксируется сам и не требует зажимов.
3. Убедитесь, что бандаж не чрезмерно тугой.

Порядок использования: (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Начните накладывать повязку, частично перекрывая предыдущий слой.
2. Для фиксации повязки закрепите ее кончик.
3. Не делайте повязку чрезмерно тугой.

УХОД (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Стирать руками, в теплой воде, с использованием мягкого моющего средства. Тщательно прополаскивать, расправить все складки и просушить на открытом воздухе.

УХОД (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Стирать руками, в холодной воде, с использованием мягкого моющего средства. Не использовать отбеливатели и смягчители. Тщательно прополаскивать и высушить на открытом воздухе.

BNIHMANIE: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Данное изделие является эластичным, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не препятствовать кровотоку. Рекомендуется для ношения только в дневное время.

****VAR FÖRSIKTIG:** Denna produkt innehåller naturligt latexgummi som kan framkalla allergiska reaktioner. Vissa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation. Upphörd med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. Obs! Om en allvarig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndighet i ditt land.

****VAR FÖRSIKTIG:** Denna produkt innehåller naturligt latexgummi som kan framkalla allergiska reaktioner. Vissa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation. Upphörd med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. Obs! Om en allvarig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndighet i ditt land.

****UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek obsahuje přírodní latexovou gumu, která může způsobit alergické reakce. Některé výrobky obsahují neoprénovou směs, která může způsobit podráždění kůže. Pokud se objeví výrazná nebo bolest neustupující, přestaňte výrobek používat a konzultujte lékaře. Tento výrobek je elastický, nedovolojte omezení krevního oběhu. Doporučeno pouze pro použití ve dne.

****UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek obsahuje přírodní latexovou gumu, která může způsobit alergické reakce. Některé výrobky obsahují neoprénovou směs, která může způsobit podráždění kůže. Pokud se objeví výrazná nebo bolest neustupující, přestaňte výrobek používat a konzultujte lékaře. Tento výrobek je elastický, nedovolojte omezení krevního oběhu. Doporučeno pouze pro použití ve dne.

Universele support-wrap **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Elastische bandages 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Vendas autoadhesivas **6263, **6264, **6265
Venda Wonder Wrap **3471, **4590, **4591

Beoogd gebruik: Biedt compressie en ondersteuning voor lichaamsdelen.

Aanbrengen: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104)
1. Te bandageren lichaamsdeel wassen en drogen.
2. Lichaamsdeel omwinden en daarbij vorige laag telkens gedeeltelijk overlappen.
3. Klittenbanduiteinde of clips vastmaken om bandage op zijn plaats te houden.
4. Niet te strak bandageren.

Aanbrengen: (6263, 6264, 6265)
1. Gewenst lichaamsdeel omwinden en daarbij vorige laag telkens gedeeltelijk overlappen.
2. Zelfhechtend; geen clips nodig.
3. Lichaamsdeel niet te strak bandageren.

Aanbrengen: (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Lichaamsdeel omwinden en daarbij vorige laag telkens gedeeltelijk overlappen.
2. Maak lipje vast om wrap op zijn plaats te houden.
3. Niet te strak bandageren.

ONDERHOUD (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Met de hand wassen in warm water met niet-agressief wasmiddel. Goed afspoeien, alle plooiën gladstrijken en aan de lucht laten drogen.

ONDERHOUD (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Met de hand wassen in koud water met niet-agressief wasmiddel. Geen bleekmiddel of wasverzachter gebruiken. Goed afspoeien en aan de lucht laten drogen.

PRECAUCIÓN (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Este es un producto elástico y se debe tener cuidado para no restringir el flujo sanguíneo. Se recomienda usar sólo durante el día.

LET OP (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Dit is een elastisch product. Er moet op worden gelet de bloedstroom niet te remmen. Uitsluitend aanbevelen voor overdag.

****LET OP:** Dit product bevat natuurnubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. Sommige producten die van een neopreenblend zijn vervaardigd, kunnen irritatie van de huid veroorzaken. Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen. Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermeldde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

****LET OP:** Dit product bevat natuurnubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. Sommige producten die van een neopreenblend zijn vervaardigd, kunnen irritatie van de huid veroorzaken. Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen. Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermeldde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

Víceúčelový podpurný zábal **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Elastická obinadla 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Samolepiace obinadla **6263, **6264, **6265
Zábal Wonder **3471, **4590, **4591

Utilisation : Compression et support de parties de corps
Mise en place : (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104) 1. Laver et sécher la surface à bander. 2. Appliquer le bandage en chevauchant partiellement l'épaisseur de bande précédente. 3. Attacher l'extrémité par la bande Velcro® ou des épingles. 4. Éviter les bandages trop serrés.
Mise en place : (6263, 6264, 6265) 1. Bander la surface souhaitée en chevauchant partiellement l'épaisseur de bande précédente. 2. La bande adhère à elle-même et ne nécessite pas d'épingle. 3. Veiller à ne pas trop serrer le bandage.
Mise en place : (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML) 1. Appliquer le bandage en chevauchant partiellement l'épaisseur de bande précédente. 2. Attacher la patte pour maintenir le bandage en place. 3. Éviter les bandages trop serrés.

Jak se používa: (6263, 6264, 6265)
1. Obvazte ošetřovanou oblast, částečně překryvejte předcházející vrstvu.
2. Vrstvy jsou samolepící, svorky nejsou třeba.
3. Neobvazujte příliš těsně.

Jak se používa: (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML)
1. Začněte obvazovat a vždy částečně překryvejte předcházející vrstvu.
2. Zajistěte pomocí příchytky.
3. Neobvazujte příliš těsně.

PÉÇE (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Perte rudne e teple vodě s jemným saponátem. Důkladně vymáchejte, uhladte a usušte na vzduchu.

PÉÇE (3471, 4590, 4591, 6183, 6183ML, 6285, 6285ML): Perte rudne e studené vodě s jemným saponátem. Nepoužívejte bělidlo ani změkčovač látek. Důkladně vymáchejte a usušte na vzduchu.

POZOR (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104): Ceci est un produit élastique, préndre garde à ne pas restreindre le flux sanguin. Porf conseillé durant la journée seulement.

****ATTENTION :** Ce produit contient du caoutchouc naturel à base de latex qui peut provoquer des réactions allergiques. Certains produits fabriqués à partir de néoprène peuvent provoquer une irritation de la peau. En cas d'irritation ou de douleur persistante, cesser d'utiliser le produit et consulter un médecin. Poznámka: Pokud se při použití prostředku objeví jakýkoliv závažný zdravotní incident, informujte prosím výrobce uvedeného na štítku a příslušné zdravotnické úřady ve vaší zemi.

****ATTENTION :** Ce produit contient du caoutchouc naturel à base de latex qui peut provoquer des réactions allergiques. Certains produits fabriqués à partir de néoprène peuvent provoquer une irritation de la peau. En cas d'irritation ou de douleur persistante, cesser d'utiliser le produit et consulter un médecin.

Avis : En cas de tout incident grave lié à la santé lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez informer le fabricant identifié sur l'étiquette et les autorités sanitaires compétentes dans votre pays.

Venda de soporte para todo uso **6183, **6183ML, **6285, **6285ML
Vendas elásticas 6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 350103, 350104
Vendas autoadhesivas **6263, **6264, **6265
Venda Wonder Wrap **3471, **4590, **4591

Uso previsto: Ayuda a brindar compresión y soporte a las partes del cuerpo

Modo de empleo: (6152, 6152ML, 6153, 6153ML, 6154, 6154ML, 6156, 6156ML, 350101, 350102, 3

[illegible]



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter