

KINESIOLOGY TAPE APPLICATION & CARE

INSTRUCTIONS: EN, ES, FR, DE, NL, GR, IT, DK, PT, PL, SE, RU, CZ, SC, TC, KO, FI, SR, HR, AR, MS, TH, VI, BG, ET, HU, IS, LV, LT, NO, RO, SK, SL, TR



Not Made With Natural Rubber Latex

Mfg. & Mktd. by:

MUELLER SPORTS MEDICINE, INC.

1 Quench Drive, P.O. Box 99,
Prairie du Sac, WI 53578 USA

1-800-356-9522 • 608-643-8530

©2025 Mueller Sports Medicine, Inc.



CE **REP** **CE**partner4U, Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, The Netherlands, www.cepartner4u.eu

KINESIOLOGY TAPE - EN

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Intended Use: Helps provide support to muscles and joints without limiting range of motion.

How to Apply: See instructional insert or visit MuellerSportsMed.com.

Caution: Test the area of intended use with a small patch of tape to see if your skin will react to Mueller Kinesiology Tape. Make sure skin is dry and free of dirt and oils before applying. If rash develops or pain persists, discontinue use and consult a physician. Keep out of the reach of children.

Notice: Should any serious health related incident occur with the use of the device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent health authorities of your country.

Removal Instructions: Gently remove tape from skin in the direction of hair growth. Use Mueller Tape & Tuffner® Remover spray for easy adhesive removal. It is not recommended to remove Kinesiology Tape in the shower as the adhesive is heat activated. Applying baby oil will also help dissolve the adhesive for easy removal.

VENDA QUINESIOLÓGICA - ES

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Uso previsto: Ayuda a facilitar soporte a los músculos y a las articulaciones sin limitar el rango de movimiento.

Modo de empleo: Consulte las instrucciones en el encarte o visite MuellerRX.com.

Advertencia: Haga una prueba en el área donde desea aplicar con un pequeño parche de venda para ver si la piel presenta alguna reacción a la venda quinesiológica Mueller. La piel debe estar seca y libre de suciedad y aceites antes de aplicar la venda. Si se produce urticaria o si el dolor persiste, suspenda el uso y consulte a un médico. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Aviso: En caso de que se presente algún incidente de salud grave relacionado con el uso de este producto, informe al fabricante identificado en la etiqueta y a las autoridades de salud correspondientes de su país.

Instrucciones para retirar: Retire la venda cuidadosamente, tirando en el sentido en que crece el vello. Use el atomizador de disolvente de venda Tape & Tuffner® de Mueller para facilitar la eliminación del adhesivo. No se recomienda retirar la venda quinesiológica en la ducha, ya que el adhesivo se activa con el calor. También puede aplicar aceite para bebé para facilitar el desprendimiento de la venda.

TAŚMA KINEZJOLOGICZNA - PL

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Przeznaczenie: Zapewnia wsparcie dla mięśni i stawów bez ograniczania zakresu ruchu.

Sposób zakładania: Zobacz wkładkę z instrukcjami lub odwiedź stronę MuellerRX.com.

Przeostroga: Należy sprawdzić obszar skóry, gdzie będzie zastosowana taśma używając jej małego kawałka, w celu zaobserwowania reakcji skóry na taśmę kinezjologiczną firmy Mueller. Przed użyciem należy upewnić się, że skóra jest sucha oraz bez zabrudzeń i olejków. Należy przetestować użycie i skontrolować się z lekarzem, jeśli pojawi się wysypka lub przewlekły ból. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z używaniem tego urządzenia, proszę powiadomić o tym producenta podanego na etykiecie produktu oraz odpowiedni urząd służby zdrowia w swoim kraju.

Instrukcje dotyczące zdejmowania: Delikatnie zdejmować taśmę ze skóry diagnoz w kierunku wzrostu włosów. W celu łatwego usunięcia kleju ze skóry można użyć spreju Tape & Tuffner® firmy Mueller. Nie zaleca się zdejmowania taśmy kinezjologicznej pod przysznem, gdyż klej jest aktywowany ciepłem. Użycie oliwki dla niemowląt również pomoże w rozpuszczeniu kleju i ułatwi zdjęcie taśmy.

BANDE DE KINÉSIOLOGIE - FR

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Utilisation : Support des muscles et des articulations sans limiter la liberté de mouvement.

Mise en place : Voir le mode d'emploi dans l'encart ou visiter MuellerRX.com.

Attention : Tester la surface concernée en appliquant un petit morceau de bande pour voir si la peau réagit à la bande de kinésiologie Mueller. S'assurer que la peau est sèche et exempte de saleté et d'huiles avant utilisation. En cas d'irritation ou de douleur persistante, cesser d'utiliser le produit et consulter un médecin. Garder hors de portée des enfants.

Avis : En cas de tout incident grave lié à la santé lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez informer le fabricant identifié sur l'étiquette et les autorités sanitaires compétentes dans votre pays.

Enlèvement : Détacher délicatement la bande de la peau dans le sens des poils. Utiliser le spray détachant Mueller Tape & Tuffner® pour faciliter l'enlèvement de l'adhésif. Il est déconseillé d'enlever la bande de kinésiologie sous la douche car l'adhésif est activé par la chaleur.

L'application d'huile pour bébé permet aussi de dissoudre l'adhésif pour faciliter son élimination. Das Ablösen wird auch durch das Anbringen von Babyflegelöl erleichtert, weil dieses das Haftmittel auflöst.

KINESIOLOGITEJP - SE

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Avsedd användning: Ger stöd åt muskler och leder utan att begränsa rörelseomfånget.

Gör så här: Anvisningar finns i instruktionsnången eller besök MuellerRX.com.

Var försiktig: Testa området där du tänker använda tejpén med en liten provbit för att se om din hud reagerar mot Muellers kinesiologitejp. Försäkra dig om att huden är torr och fri från smuts och oljor innan du applicerar tejpén. Upphörr med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta. Förvara utom räckhåll för barn.

Obs! Om en allvarlig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkare som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndighet i ditt land.

Borttagning: Dra försiktigt bort tejpén från huden i hårets riktning. Använd Mueller Tape & Tuffner® borttagningssprej för att enkelt ta bort limmet. Vi rekommenderar inte att kinesiologitejp tas bort i duschen eftersom limmet aktiveras av värme. Applicering av babyolja hjälper också till att lösa upp limmet så att det blir enkelt att ta bort.

KINESIOLOGIE-TAPE - DE

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Vorgesehener Verwendungszweck: Stützt Muskulatur und Gelenke ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Anliegen des Produkts: Beachten Sie die beiliegende Anleitung oder besuchen Sie MuellerRX.com.

Vorsicht: Testen Sie den zum Anlegen des Produkts vorgesehenen Bereich mit einem kleinen Stück Tape, um festzustellen, ob die Haut auf das Kinesiologie-Tape von Mueller reagiert. Die Haut muss vor dem Anlegen des Tapes trocken und frei von Schmutz und Ölen sein. Beim Auftreten eines Hautausschlags oder bei anhaltenden Schmerzen das Produkt nicht weiterverwenden und einen Arzt aufsuchen. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Hinweis: Sollten es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

Entfernen des Tapes: Ziehen Sie das Tape vorsichtig in der Richtung von der Haut ab, in der das Haar wächst. Mit dem Tape & Tuffner® Ablösespray von Mueller lässt sich das Haftmittel mühelos entfernen. Ein Entfernen von Kinesiologie-Tape unter der Dusche wird nicht empfohlen, da das Haftmittel von Wärme aktiviert wird. Das Ablösen wird auch durch das Anbringen von Babyflegelöl erleichtert, weil dieses das Haftmittel auflöst.

КІНЕЗІОЛОГІЧЕСЬКА ЛЕНТА - RU

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Предназначение: Обеспечивает поддержку мышц и суставов без ограничения амплитуды движений.

Порядок применения: См. инструкцию на вкладыше или посетите веб-сайт MuellerRX.com.

Внимание: Протестируйте участок, на котором планируется использовать изделие, с помощью небольшого кусочка ленты, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции кожи на кинезиологическую ленту Mueller. Перед применением изделия кожа должна быть сухой, чистой и обезжиренной. При появлении сыпи или продолжительных болей – прекратите использование изделия и обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте.

Примечание: При возникновении каких-либо серьезных проблем со здоровьем, вызванных использованием данного изделия, просьба уведомить производителя, указанного на этикетке, а также компетентные органы здравоохранения в своей стране.

Инструкция по удалению: Аккуратно удалите ленту с кожи в направлении роста волос. Используйте спрей Mueller Tape & Tuffner® Remover для легкого удаления остатков клея. Не рекомендуется удалять кинезиологическую ленту в душе, поскольку клей активируется при нагревании. Применение детского масла также поможет растворить клей и облегчит его удаление.

KINESIOLOGIETAPE - NL

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Beoogd gebruik: Helpt bij het ondersteunen van spieren en gewrichten zonder het bewegingsbereik te beperken.

Aanbrengen: Zie bijluster met instructies of kijk op MuellerRX.com.

Let op: Test het oppervlak waar de kinesiologytape van Mueller zal worden aangebracht, met een stukje tape om te zien of uw huid een reactie vertoont. Zorg dat de huid droog en vrij van vuil en vet is alvorens de tape aan te brengen. Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermelde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

Instructies voor verwijderen: Trek de tape voorzichtig van de huid af in de richting van de haargroei. Gebruik Mueller Tape & Tuffner® Remover-spray om de kleefstof gemakkelijk te verwijderen. Het is niet raadzaam kinesiologytape onder de douche te verwijderen omdat de kleefstof door warmte wordt geactiveerd. Er kan ook babyolie worden gebruikt om de Kleefstof te lossen en gemakkelijk te verwijderen.

KINEZIOLOGICKÁ PÁSKA - CZ

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Určené použití: Pomáhá podporovat svaly a klouby bez omezení rozsahu pohybu.

Jak se používat: Viz příbalový leták s pokyny, nebo navštivte MuellerRX.com.

Upozornění: Otestujte oblast, kterou chcete ošetřit, malým kouskem kinezjologické pásky Mueller, a zjistěte, zda nedojde k reakci kůže. Před aplikací zjistěte, aby kůže byla suchá a čistá a nebyla mastná. Pokud se objeví vyrážka nebo bolest neustupuje, přestaňte výrobek používat a konzultujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámka: Pokud se při použití prostředku objeví jakýkoliv závažný zdravotní incident, informujte prosím výrobce uvedeného na štítku a příslušné zdravotnické úřady ve vaší zemi.

Návod k odstranění: Šetrně pásku sejměte z kůže ve směru, ve kterém roste ochlupení. Odstranění bude snadnější, když použijete pásku Mueller se sprejem Tape & Tuffner® určeným k jejímu odstranění. Nedoporučuje se odstraňovat kinezjologickou pásku ve sprše, neboť lépidlo je aktivováno teplem. Aplikace dětského oleje také pomáhá rozpustit lépidlo a snadněji pásku odstranit.

ΤΑΪΝΙΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - GR

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Προβλεπόμενη χρήση: Παρέχει υποστήριξη στους μύες και τις αρθρώσεις χωρίς να περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.

Πώς γίνεται η εφαρμογή: Δείτε το ένθετο οδηγίων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MuellerRX.com.

Προσοχή: Κάντε μια δοκιμή στην περιοχή προβλεπόμενης χρήσης με ένα μικρό κομμάτι της ταινίας για να δείτε εάν το δέρμα σας θα παρουσιάσει αντίδραση στην ταινία κινισιολογίας της Mueller. Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι στεγνό και ελεύθερο από βρώμες και λάδια. Αν αναπτυχθεί ερύθημα ή ο πόνος επιμένει διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Φυλάτε εκτός εμβέλειας παιδιών.

Προειδοποίηση: Εάν προκύψουν σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με την υγεία κατά τη χρήση της συσκευής, ειδοποιήστε τον κατασκευαστή που αναφέρεται στην ετικέτα και τις αρμόδιες αρχές υγείας της χώρας σας.

Οδηγίες απομάκρυνσης: Αφαιρέστε απαλά την ταινία από το δέρμα προς την κατεύθυνση που αναπτύσσονται οι τρίχες. Χρησιμοποιήστε το σπρέι απομάκρυνσης Mueller Tape & Tuffner® για την εύκολη αφαίρεση της ταινίας. Δε συνιστάται να αφαιρείτε την ταινία κινισιολογίας στο ντους καθώς η κόλλα ενεργοποιείται με τη βρομάνση. Η εφαρμογή λαδιού ενυδάτωσης επίσης θα βοηθήσει στο να διαλυθεί η κόλλα για μια εύκολη απομάκρυνση.

NASTRO PER TERAPIA CINESIOLOGICA - IT

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Uso previsto: offre supporto a muscoli e articolazioni senza limitarne il raggio di movimento.

Come applicare: vedere l'inserto con le istruzioni o visitare MuellerRX.com.

Attenzione: provare l'area dell'uso previsto con un tratto ridotto di nastro per terapia cinesiologica Mueller per verificare se la cute reagisce al nastro stesso; accertarsi che la cute sia asciutta e senza tracce di sporcizia o di olio. Se l'eruzione o il dolore persiste, interrompere l'uso e consultare un medico. Tenere fuori della portata dei bambini.

Avviso: in caso di incidente grave con ripercussioni sullo stato di salute, notificare il produttore identificato sull'etichetta e le competenti autorità sanitarie locali.

Istruzioni per la rimozione: staccare gentilmente il nastro dalla cute nella direzione della crescita dei peli. Per rimuoverlo agevolmente l'adesivo, usare l'apposito spray Mueller Tape & Tuffner®. Non si consiglia di rimuovere il nastro per terapia cinesiologica nella doccia, perché l'adesivo è attivato dal calore. L'applicazione di olio per neonati aiuta a dissolvere l'adesivo per rimuoverlo agevolmente.

肌内效贴布 - SC

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

目标用途：为肌肉和关节提供支撑，同时不限制运动范围。

如何使用：请查看说明插页或访问 MuellerRX.com。

注意：请使用一小块贴布对目标使用部位进行测试，看看您的皮肤是否会 对慕乐的肌内效贴布起反应。在使用之前，请确保皮肤干燥并且没有污垢和油脂。若出现皮疹或持续疼痛，请停止使用并向医师咨询。请放在儿童接触不到的地方。

注意：如果在使用设备时发生任何与健康相关的严重事件，请通知标签上注明的制造商以及您所在国家有管辖权的卫生当局。

清除说明：按照毛发生长方向轻轻将贴布从皮肤上清除。请使用慕 乐 Tape & Tuffner® 清除喷雾，以便能轻松去除粘合剂。不建议在沐浴时清除肌内效贴布。 因为粘合剂受热会激活。涂抹婴儿润肤油也有助于溶解粘合剂，以便轻松去除贴布。

KINESIOLOGITAPE - DK

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Tiltænk brug: Hjelper med at give støtte til muskler og led uden at hæmme bevægelsesfriheden.

Anvendelse: Se instruktionstillægget eller gå til MuellerRX.com.

Forsigtig: Test det tiltænkte brugsområde med et lille stykke tape for at se, om din hud reagerer på kinesiologytaper fra Mueller. Sørg for, at huden er tør og fri for snavs og fedtstof før påføring. Stands brug og rådfør dig med en læge, hvis du får udsælt, eller det bliver ved med at gøre ondt. Opbevar uden for børns rækkevidde.

Bemærk: Skulle der opstå en alvorlig helbredsrelateret episode i forbindelse med brugen af denne enhed, bedes du underrette den producent, som er identificeret på etiketten, samt de relevante sundhedsmyndigheder i dit land.

Instruktioner i at fjerne: Fjern tape fra huden i den samme retning som hårvækst. Brug Mueller Tape & Tuffner® Remover spray for at gøre det nemt at fjerne klæbestoffet. Diet anbefales ikke at fjerne kinesiologytaper i brusebadet, eftersom klæbestoffet er varmeaktiveret. Påførelse af babyolie vil også hjælpe med at opløse klæbestoffet og gøre det nemt at fjerne.

Кінезіо теіп - KO

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897,

KINESIOLOGY TAPE APPLICATION & CARE

INSTRUCTIONS: EN, ES, FR, DE, NL, GR, IT, DK, PT, PL, SE, RU, CZ, SC, TC, KO, FI, SR, HR, AR, MS, TH, VI, BG, ET, HU, IS, LV, LT, NO, RO, SK, SL, TR



Not Made With

Natural Rubber Latex

Mfg. & Mktd. by:



MUELLER SPORTS MEDICINE, INC.

1 Quench Drive, P.O. Box 99,
Prairie du Sac, WI 53578 USA

1-800-356-9522 • 608-643-8530

©2025 Mueller Sports Medicine, Inc.




CEpartner4U, Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, The Netherlands, www.cepartner4u.eu

KINEZIOTAPE - HU

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Rendeltetés: Segít megtámasztani az izmokat és az ízületeket a mozgástartomány korlátozása nélkül.
Alkalmazás módja: Tekintse át az utasításokat tartalmazó tájékoztatót, vagy látogassa meg a MuellerRX.com webhelyet.

Figyelem: Tesztelje a használat tervezett területét a Mueller kinezotape kis darabjával, és ellenőrizze, hogy reagál-e a bőr. Ügyeljen arra, hogy a tape felhelyezése előtt a bőr száraz, szennyeződésektől és olajtól mentes legyen. Ha kiütés jelentkezik, vagy ha a fájdalom továbbra is fennáll, függesse fel a termék használatát, és forduljon orvoshoz. Gyermekektől elzárva tartandó.

Észrevétel: Ha az eszköz használatát során bármiféle súlyos egészségügyi vonatkozású váratlan esemény következne be, értesítse a címkén megjelölt gyártót és országát illetékes egészségügyi hatóságot.

Eltávolításra vonatkozó utasítások: Finoman húzza le a tape-et a bőrről, a szőr növési irányába. A ragasztó eltávolításának megkönnyítése érdekében használjon Mueller Tape & Tuffner® Remover sprayt. A kinezotape-et nem ajánlott zuhanyzás közben eltávolítani, mert a ragasztó a hő hatására aktiválódik. Az eltávolítás megkönnyítése érdekében baboalaj alkalmazásával is elősegíthető a ragasztóanyag feloldódása.

KINEZIOLOŠKA TRAKA - SR

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Namena: Pruža podršku mišićima i zglobovima ne ograničavajući raspon pokreta.
Način primene: Pogledajte uputstva u pakovanju ili posetite MuellerRX.com.

Opze: Na površini na kojoj nameravate da upotrebite kineziološku traku Mueller malim komadićem trake proverite kako će vam koža reagovati. Pazite da pre nanošenja koža bude suva, čista i nemasna. Ako se pojavi osip ili bol ne prestajte, prekinite upotrebu i potražite savet lekara. Držite dalje od domaćaja dece.

Obaveštenje: Ako se zbog upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Uputstvo za skidanje: Pažljivo uklonite traku sa kože u smeru rasta dlake. Za lakše uklanjanje lepka koristite sprej za uklanjanje trake Mueller Tape & Tuffner®. Ne preporučuje se da kineziološku traku skidate pod tušem jer se lepak aktivira toplotom. Primenom dečjeg ulja takođe se može poboljšati otapanje lepka radi lakšeg skidanja.

LIMBAND TIL HREYFISTUÐNINGS - IS

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Tilættuð not: Veitir stuðning við vöðva og liði án þess að takmarka hreyfivíð.
Notkunarlæðbeiningar: Sjá leiðbeiningamiða eða heimsækji MuellerRX.com.

Varúð: Þröfð svæðið þar sem fyrirhugað er að nota limbandið með smærri limbandsbúti til að sjá hvernig húðin bregst við Mueller hreyfistuðningslimbandi. Gangið úr skugga um að húðin sé þurr og laus við óhreinnið eða olíur áður en sett er á. Ef fram koma útbrot eða viðvarandi sársauki skal hættu notkun og hafa samband við lækni. Haldið fjarni börmum.

Tilkynning: Ef einhver alvarleg heilsutengd tilvik koma upp við notkun þessa búnaðar skal neppiejamá viðt.

Þessirétt: Ha az eszköz használatát során bármiféle súlyos egészségügyi vonatkozású váratlan esemény következne be, értesítse a címkén megjelölt gyártót és országát illetékes egészségügyi hatóságot.

Leiðbeiningar um brottnáð: Fjarlægjið limbandið varlega af húð í áttina sem húðhárin leggast. Notið Mueller Tape & Tuffner® Remover-úða til að auðvelda brottnáð. Ekki er mælt með því að fjarlægja Kinesiology limband í sturtu þar sem límið virkist við hita. Ef barnaolia er borin á hjálpar það einnig við að eyða líminu svo brottnámið verði auðveldara.

KINEZIOLOŠKA TRAKA - HR

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Namjena: Stabilizira mišiće i zglobove ne ograničavajući raspon pokreta.
Način primjene: Pogledajte priložene upute za uporabu ili posjetite MuellerRX.com.

Opze: Na području na kojem namjeravate upotrebljavati kineziološku traku Mueller malim komadićem trake provjerite kako će vam koža reagirati. Pazite da prije nanošenja koža bude suha, čista i nemasna. Ako se pojavi osip ili bol ne prestajte, prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom. Držite dalje od dosegaja djece.

Obavijest: Ako se tijekom upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, obavijestite proizvođača navedenog na naljepnici te nadležna zdravstvena tijela u vašoj zemlji.

Upute za uklanjanje: Nježno uklonite traku s kože u smjeru rasta dlake. Za lakše uklanjanje ljepila upotrijebite sprej za uklanjanje trake Mueller Tape & Tuffner®. Ne preporučuje se da kineziološku traku skidate pod tušem jer se ljepilo aktivira toplinom. Primenom dječjeg ulja također se može poboljšati otapanje ljepila radi lakšeg skidanja.

KINEZIOLOGISKÁ LENTE - LV

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Paredzētais lietojums. Palīdz nodrošināt atbalstu muskulijem un locītavām, neierobežojot kustību amplitūdu.

Kā lietot Skatiet lietošanas instrukciju vai apmeklējiet vietni MuellerRX.com.

Bridinājums: Lai pārlicinātos, vai Mueller kinezioloģiskā lente neizraisī ādas reakcijas, pārbaudiet lenti uz neielīda ādas laukuma vietā, kur to paredzēts izmantot. Prieš uždodami išiitinkite, kad oda yra sausa, švairi ar neriebaluota. Jeigu pasireiškė bėrimas ar nesiliauja skausmas, nutraukite naudojimą i kreipkitės į gydytoją. Laikykite vaikas nepasiekiamoje vietoje.

Pastaba: naudojant įtaisą į įvykus rimtam su sveikata susijusiam incidentui, informuokite etiketėje nurodytą gamintoją ir kompetentingas savo šalies sveikatos įstaigas.

Papizojums: ja saistībā ar šīs ierīces izmantošanu notiek kāds nopietns, ar veselību saistīts negadījums, lūdz, informējiet etiķetē norādīto ražotāju un savas valsts kompetentās veselības aprūpes iestādes.

Lentes noņemšana. Lenti no ādas noņem, to uzmanīgi velkot apmatojuma augšana virzienā. Lai lenti būtu vieglāk atliņēt, izmantojiet Mueller Tape & Tuffner® Remover aerosolu. Lenti nav ieteicams noņemt dušā, jo siltuma ietekmē palielinās tās sakere ar ādu. Lentas vieglāki atliņēšanai var izmantot arī žādināju ādas kopšanai paredzētu eļļu.

AR - شريط علاج العضلات

23837W 23837C 23837 23827W 23827C 23827 23817W 23817C 23817 23957 23947 23937 23917 23897 23867 23857 23847W 23847C 23847 6847ML 6847-1 6847 6837ML 6837-1 6837 6827ML 6817ML 6785 6784 27633 27632 27631 24847ML 24817ML 24847 24817 6785ML 6784ML 55645 55643 27467 28277 27367 28147 27634

استخدام المقصود: المساعدة في توفير الدعم للعضلات والمفاصل مع عدم تحديد نطاق الحركة.
طريقة الاستخدام: راجع ورقة التعليمات أو تفصل بزيارة الموقع الإلكتروني: MuellerRX.com

تنبيه: اختبر منطقة الاستخدام المقصود لإصقة صغيرة من الشريط لمعرفة ما إذا كانت يشترك ستقر شريط علاج العضلات من Mueller (Mueller Kinesiology Tape) تأكد من جفاف البشرة وخلوها من الأتربة والزيت قبل الاستخدام وفي حال حدوث قطع جلدي أو استمرار الألم، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

ملاحظة: في حال وقوع أي حالات صحية خطيرة مرتبطة باستخدام هذه الأداة، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة الموثوقة على الملصق والجهات الصحية المختصة في بلدك.

تعليمات الإزالة: قم بإزالة الشريط برفق عن البشرة باتجاه نمو الشعر. استخدم بخاخ Mueller Tape & Tuffner® Remover أو اأدوى إزالة الشريط لإزالة الشريط من مكان الاستخدام، حيث إن اللاصق ينشط بفعل الحرارة. من شأن استخدام زيت الأطفال كذلك أن يساعد في إزالة اللاصق من أجل إزالته بسهولة.

KINEZIOLIGINÉ JUOSTA - LT

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Numatytoji paskirtis: prilaiko raumenis ir sąnarius, tačiau nevaržo judėjimą laisvės.
Kaip naudoti: žr. instrukcijų lapelį arba apsilankykite adresu MuellerRX.com.

Įspėjimas: norėdami sužinoti, kaip įsūdu odai reaguos į „Mueller“ kineziologinę juostą, išbandykite ją užklijuodami nedidelę gabalėlį reikioms vietoje. Prieš uždėdami išitinkite, kad oda yra sausa, švari ir neriebaluota. Jeigu pasireiškė bėrimas ar nesiliauja skausmas, nutraukite naudojimą į kreipkitės į gydytoją. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastaba: naudojant įtaisą į įvykus rimtam su sveikata susijusiam incidentui, informuokite etiketėje nurodytą gamintoją ir kompetentingas savo šalies sveikatos įstaigas.

Nuplėsimos instrukcijos: švelniai nuplėškite pleistrą nuo odos pagal pakuotimo augimo kryptį. Naudokite „Mueller Tape & Tuffner®“ šalinimo purškialą, kad lengvai pašalintumėte lipnias medžiagas. Nerekomenduotina nuplėšti kineziologinio pleistro dūše, nes karštis aktyvina lipnias medžiagas. Vaikiškų alielių naudojimas taip pat padės lengvai pašalinti lipnias medžiagas.

PITA KINESIOLOGY - MS
23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Tujuan Kegunaan: Membantu memberi sokongan kepada otot dan sendi tanpa menghadkan pergerakan.

Cara Memakai: Rujuk sisipan arahan atau kunjung MuellerRX.com.

Amaran: Uji bahagian yang akan dikenakan pita dengan tampalan kecil untuk melihat tindak balas kulit anda terhadap Pita Kinesiologi Mueller. Pastikan kulit kering dan bebas daripada kotoran dan minyak sebelum mengenakan. Jika ruam berlaku atau sakit berterusan, hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Perhatian: Sekiranya berlaku sebarang kejadian serius berkaitan dengan penggunaan alat ini, sila maklumkan pengeluar yang tertera pada label dan pihak kesihatan yang kompeten di negara anda.

Panduan Menanggal: Tanggal pita dari kulit perlahan-lahan mengikut arah bulu roma tumbuh. Guna semburan Penyengkir Tape & Tuffner® Mueller untuk mudah menanggalkan pelekat. Menanggalkan Pita Kinesiologi semasa mandi tidak digalakkan kerana pelekat adalah teratifik haba. Menyapu minyak bayi juga boleh membantu melarutkan pelekat untuk penanggalan mudah.

Телпанабд - TH

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

ข้อบ่งใช้: ช่วยพยุงกล้ามเนื้อและข้อ โดยไม่ใช้ข้อซึ่งเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
วิธีการใช้: อ่านแผนเอกสารคำแนะนำ หรือไปที่เว็บไซต์ MuellerRX.com

ข้อควรระวัง: ทดสอบผิวหนังบริเวณที่ต้องการใช้ ด้วยการดีดเพนผ่านเล็ก ๆ บนบริเวณนั้นก่อน เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีปฏิกิริยาต่อเทปหรือไม่ของ Mueller หรือไม ๆ ว่าคุณมีสภาวะผิวหนังบริเวณนั้นไม่พบสาจากสิ่งสปรากและน้ำมัน และฉีดผิวในหมงก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นั้น หากเกิดผื่นขึ้นหรืออาการเจ็บไม่หายไป ขอให้เลือกใช้ และไปหาแพทย์ เก็บในหมงเมื่อเลิก

คำเตือน: หากเกิดเหตุรุนแรงเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดแจ้งให้ผู้ผลิตทราบตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุบนฉลากนี้

และแจ้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศของคุณ

วิธีการดึงออก: ค่อย ๆ ดึงเพนออกจากผิว โดยดึงไปนที่ส่างเดียวกับขนบนผิวหนัง ใช้สแปร์ Tape & Tuffner® Remover ของ Mueller เพื่อเช็ดกาาที่ติดอยู่บนผิวหนังออกอย่างนุ่มนวล ไม่แนะนำให้งัดเทปนำออกของคุณที่กำลัจำนวนนำ เพราะการบนึงจะทำงานเมื่อถูกความร้อน การเช็ดควบนมือของคุณจะช่วยให้การที่ติดอยู่บนผิวหนังหลุดออกได้ง่ายขึ้น

KINESIOTEIP - NO

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Utilizarea prevăzută: Ajută să ofere suport pentru mușchi și încheieturi fără a limita amplitudinea mișcărilor.

Cum se aplică: Vedeți broșura de instrucțiuni sau vizitați MuellerRX.com.

Atenție: Testați zona unde intenționați să o folosiți cu un mic petic de bandă pentru a vedea dacă pielea dvs. va reacționa cu banda de kineziologie Mueller. Înainte de a o aplica, asigurați-vă că pielea este uscată și fără murdărie și uleiuri. Dacă apare o iritație sau durere persistă, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. Nu lăsați electrozi la îndemâna copiilor.

Aviz: În cazul în care apare un incident grav legat de sănătate atunci când se utilizează dispozitivul, vă rugăm să anunțați producătorul identificat pe etichetă și autoritățile sanitare competente din țara dvs..

Instrucțiuni de îndepărtare: Scoateți ușor banda de pe piele în direcția de creștere a părului. Folosiți sprayul de îndepărtare Mueller Tape & Tuffner® pentru a ușura îndepărtarea adezivului. Nu se recomandă să îndepărtați banda de kineziologie sub duș deoarece adezivul este activat de căldură. Aplicarea uleiului pentru bebeluși ajută de asemenea la dizolvarea adezivului pentru a ușura îndepărtarea.

BẢNG DẪN CƠ KINESIOLOGY - VI

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Mục Dich Sử Dụng: Giúp nâng đỡ cơ và khớp mà không giới hạn phạm vi chuyển động.
Cách Sử Dụng: Xem tờ hướng dẫn đi kèm hoặc truy cập MuellerRX.com.

Thận Trọng: Kiểm tra vùng da dự định sử dụng với một miếng băngdán cơ nhỏ để xem da có phản ứng với Băng Dẫn Cơ Mueller Kinesiology hay không. Bảo đảm là da khô, không có dầu và bụi trước khi dán lên. Nếu bị nổi mẩn hoặc đau dai dẳng, hãy ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ. Cắt xa tầm với của trẻ em.

Lưu ý: Nếu xảy ra bất kỳ biến cố sức khỏe nghiêm trọng nào có liên quan khi sử dụng thiết bị, hãy thông báo cho nhà sản xuất được ghi trên nhãn sản phẩm và các cơ quan chức năng về y tế của quốc gia quý vị.

Hướng Dẫn Cách Gỡ Bỏ: Nhẹ nhàng gỡ dải băng ra khỏi da theo chiều lông mọc. Có thể dùng chất bôi Mueller Tape & Tuffner® Remover để gỡ dải băng dễ dàng hơn. Không nên gỡ Băng Dẫn Cơ Kinesiology trong phòng tắm với sen vì chất keo dính sẽ bị kích hoạt ở nhiệt độ nóng. Dùng dầu thoa cho em bé cũng sẽ giúp làm tan keo để dễ gỡ ra.

KINEZIOLOGICKÁ PÁSKA - SK

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Utilizarea prevăzută: Pomáha zabezpečiť podporu svalov a kĺbov bez obmedzenia rozsahu pohybov.

Zakladanie: Pozrite si leták s pokynmi alebo navštívte stránku MuellerRX.com.

Upozornenie: Oblasť zamýšľaného použitia otestujte malým kúskom pásky, aby ste zistili, či vaša koža bude reagovať na kineziologickú pásku Mueller. Pred priložením skontrolujte, či je koža suchá a neobsahuje špinu ani oleje. Ak sa vyvinie vyrážka alebo pretrvávajú bolesť, prestaňte používať a vyhľadajte lekára. Uchovávať mimo dosahu detí.

Poznámka: Ak by sa v spojitosti s použitím pomôcky vyskytol nejaký závažný zdravotný incident, kontaktujte výrobcu uvedeného na označení a príslušné zdravotnícke orgány vo vašej krajine.

Pokyny na odstránenie: Pásku jemne odlepte z kože v smere rastu chlupov. Na uľahčenie odstránovania lepidla použite odstraňovací sprej Mueller Tape & Tuffner® Remover. Odstraňovanie kineziologickej pásky v sprche sa neodporúča, pretože lepidlo je aktivované teplot. Aplikácia detského oleja tiež pomôže rozpustiť lepidlo a ľahšie ho odstrániť.

КИНЕЗИОЛОГИЧНА ЛЕНТА - BG

23817, 23817C, 23817W, 23827, 23827C, 23827W, 23837, 23837C, 23837W, 23847, 23847C, 23847W, 23857, 23867, 23897, 23917, 23937, 23947, 23957, 6784, 6785, 6817ML, 6827ML, 6837, 6837-1, 6837ML, 6847, 6847-1, 6847ML, 6784ML, 6785ML, 24817, 24847, 24817ML, 24847ML, 27631, 27632, 27633, 27634, 28147, 27367, 28277, 27467, 55643, 55645

Предназначение: Предоставя опора за мускулите и ставите без да ограничава движението.
Инструкции за употреба: Виките листовката с указания или посетете MuellerRX.com.

Внимание: Изпр



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter